

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	ĐVT	Số lượng
61	Dung dịch súc miệng chứa Chlorhexidine 0.12%, chai 250ml	Dung dịch súc miệng chứa Chlorhexidine 0.12%, chai 250ml Xuất xứ: châu Âu	Chai	880
62	Khăn nha 40x50 (cm)	Chất liệu: giấy ghép màng nhựa, không cho chất lỏng thấm qua. Kích thước: 40 x 50 (cm) ±5cm - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn cơ sở	Cái	44.620
63	Khẩu trang 5 lớp	Khẩu trang kiểu dáng N95 - 5 lớp: * Lớp 1: Vải không dệt, màu trắng, Rộng 26cm, dài 13.6cm * Lớp 2: Vải heatseal Cotton, màu trắng, rộng 26cm, dài 13.6cm * Lớp 3: Melt blown, màu trắng, rộng 26cm, dài 13.6cm * Lớp 4: Vải không dệt, màu trắng, rộng 26cm, dài 13.6cm * Lớp 5: Vải không dệt, màu trắng, rộng 26cm, dài 13.6cm - Quai đeo: Thun, màu trắng, rộng 0.5cm, dài 19cm - Nhựa định hình: rộng 0.5cm, dài 8cm	cái	26.780
64	Khẩu trang y tế 3 lớp, không vô trùng	Chất liệu: vải không dệt. Không độc tố, gồm 3 lớp: - Lớp 1: vải không dệt ES trắng không xơ sợi, không xù lông, thấm hút mồ hôi tạo thoải mái cho người sử dụng - Lớp 2: vải không dệt xanh/ trắng, không thấm nước. - Lớp giữa: giấy lọc cao cấp - Hiệu suất lọc bụi (hạt vi mô) PFE > 99% - Hiệu suất lọc khuẩn (BFE) > 99% - Chống giọt bắn đạt tiêu chuẩn EN 14683: 2019+AC:2019 cấp độ Type IIR - Độ sạch (Microbial Cleanliness) đạt EN ISO 11737-1: 2018 Kích cỡ mở rộng 18cm ± 1cm Thanh tựa mũi: nhựa PP định hình - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015; CE/ FDA, TCVN 8389-1. Tiêu chuẩn cơ sở	cái	254.230
65	Lọc vi sinh cho điều áp hút	- Có kích thước đường kính 50mm và dày 0,47mm - Đặc tính chính là lọc được các hạt có đường kính ≥0,3 μm, với hiệu suất lọc lên đến 99,97%, mật độ 100g/m <sup>2</sup> , chỉ số lọc DEHS là 5,3cm/giấy - Vật liệu lõi lọc laminated polypropylene + laminated polyester và vật liệu lớp vỏ nhựa bên ngoài polypropylene - Có thể tháo lắp dễ dàng bằng một tay, không thể tiết trùng để tái sử dụng. Tương thích, gắn vừa khít sát với thiết bị phòng gây mê hồi sức bệnh viện. Hộp 10 cái - Tiêu chuẩn: ISO và CE/FDA. Sản xuất tại châu Âu	Hộp	90
66	Màng phim bảo vệ	Màng phim bảo vệ màu xanh, cuộn 1200 miếng. Kích thước: 10cm x 15cm Để sử dụng, có khóa để có thể xé từng miếng nhỏ	Hộp	17
67	Nước bơm rửa ống tủy NaOCl 3%, chai 300ml	Thành phần: NaOCl 3%, chai 300ml	chai	810
68	Tấm che mặt ngăn giọt bắn	Che kín trán, kéo dài xuống dưới cằm và quấn sang hai bên, Độ trong suốt cao, không làm hạn chế tầm nhìn, chống tụ sương để không bị mờ kính khi thở ra.	cái	830
69	Tay dao cắt đốt 2 nút bấm dùng một lần	Thân có 2 nút bấm "Cut-Coag" có phân biệt màu sắc để kích hoạt cắt – đốt; . Dùng 1 lần, đóng gói vô trùng . Tương thích với nhiều hãng khác nhau	cái	220
<b>NHÓM 12: VẬT LIỆU NHA</b>				
70	Acid phosphoric H3PO4 37%	Thành phần chính: Axit phosphoric 37% Etching, dễ bơm, độ chảy lỏng vừa phải. Hiệu quả xoi mòn cao, dễ rửa trôi với nước. Ống 5ml Tiêu chuẩn: ISO/CE/ FDA	Ống	1.200
71	Bánh xe vải	kích thước 5"x50	cái	20
72	Bao hấp dụng cụ 3.5 x 10 inch	Chất liệu: giấy y tế, màng film. Không bị rách, không bị bung keo sau khi tiệt khuẩn Kích thước 3,5 x 10 inch. Hộp/200 miếng	Hộp	350
73	Calcium hydroxide	Calcium hydroxide dạng bột dùng trong nha khoa, lọ 50g	Lọ	30

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	ĐVT	Số lượng*
74	Cây lên ngang tay	Lên ngang, được làm bằng thép không gỉ, có nhiều kích thước	cây	68
75	Chất lấy dấu răng	Thời gian làm việc và trùng hợp nhanh. Trọng lượng gói 500g ( $\pm 10\%$ )	Gói/bịch	1.920
76	Chỉ nha khoa	Chiều dài: 50m Sợi chỉ có kích thước đủ làm sạch mảng bám giữa các khe răng mà không gây đau	cuộn	340
77	Chêm gỗ	Đủ size: 11mm, 12mm, 13mm, 15mm Dễ dàng cầm nắm chắc chắn, an toàn và dễ lắp đặt. Đầu chêm gỗ được làm nhẵn, giúp đưa vào vùng kẽ răng dễ dàng và an toàn với nướu và	Cái	2.150
78	Chất trám bít ống tùy dùng cho răng nhiễm trùng chóp	Cement trám bít bioceramic Thành phần chính: Calcium silicate, Zirconium oxide, chất làm dày và không có chất gây độc. Có chất kết dính được với cone GP. Đóng gói: Tuýp 2g.	Tube	190
79	Chốt pivot nhọn	- Làm từ thép không gỉ - Dùng để tái tạo cùi răng và tăng độ vững chắc cho chân răng sau khi trám	Gói	50
80	Chốt ống tùy nhỏ trắng	Chốt ống tùy nhỏ trắng, nhiều kích cỡ	Cái	540
81	Chốt sợi cacbon	Chốt sợi cacbon hình trụ nhỏ dạng sợi có đường kính từ 1,1 - 1,5 mm, dài 19mm - Được dùng để đặt vào các răng đã mất tùy, tạo sự vững chắc, phục hồi sự bền vững và tái tạo cùi thay thế tùy răng trước đó - Có rãnh duy trì cơ học bề mặt bằng nhựa tăng độ kết dính với cement - Thành phần 75% fiber/glass + 25% resin, màu trắng trong suốt - Quy cách: Hộp 5 cái - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và FDA - Xuất xứ: G7	Hộp	190
82	Cone gutta percha protaper (G.P Protaper) F1, F2, F3	- Cone chính sử dụng trám bít ống tùy, chính xác hiệu quả. - Cone chính gutta percha dùng trám bít ống tùy trong điều trị nội nha - Cone theo kích thước của bộ sản phẩm Protaper Dentsply, sử dụng nhanh chóng, chính xác. - Có các size: F1, F2, F3, F1-F3. F4-F5 - Quy cách Hộp 60 cái - Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE	Hộp	890
83	Cung cố định hàm	Kim loại tốt, các cạnh không bén, dễ uốn, cố định được hàm. Bộ gồm 2 thanh kim loại dài 14cm ( $\pm 5\%$ ), 2 cuộn chỉ thép dài 55cm, 6 sợi thun đường kính 4,5mm, 1 ống nhựa mềm 4mmx3cm ( $\pm 10\%$ )	bộ	610
84	Đài silicon đánh bóng (đĩa, chóp, ngọn lửa)	Silicon màu xanh đánh bóng có hình dạng: ngọn lửa, chóp, đĩa.	cái	760
85	Đầu ống bơm cao su 25ml	Vòi bơm cao su lỏng, nhỏ, màu vàng	cái	630
86	Đầu ống trộn cao su 25ml	- Đầu trộn cao su lỏng lấy dấu loại bơm súng, tỉ lệ trộn 1:1, sử dụng kèm với đầu vòi bơm cao su Oral Tip - Chất liệu: Nhựa - Cấu tạo: thẳng, hình trụ, dài 5 cm, thích hợp sử dụng với mọi súng bơm cao su lỏng - Sử dụng 1 lần - Tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	6.750
87	Đầu bơm côn nhiệt EQ - V Refillable cartridge 25g	làm bằng kim loại, dễ uốn cong, có 2 kích thước 23G và 25G	Hộp	5
88	Đầu bơm dung dịch nha khoa	Dùng để rửa ống tùy, rửa túi nha chu và đường rò Thiết kế đầu có rãnh với cửa sổ thoát dịch bên hông, an toàn khi sử dụng trong ống tùy Thiết kế đầu kín với lỗ thoát bên giúp hạn chế nguy cơ tràn quá mức trong ống tùy kích cỡ 27G và 30G	Cái	1.260

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	ĐVT	Số lượng
89	Đầu sợi quang Laser	Đầu tip cho máy laser, có thể uốn cong, tiếp cận tất cả các vùng trong miệng Đường kính 400 $\mu$ m, chiều dài 4mm Tương thích với máy laser diode Epic X sử dụng tại Bệnh viện	cái	350
90	Dây cellulose	- Đai trám nhựa sử dụng một lần - Bề mặt láng mịn để uốn cong, độ dày phù hợp giúp tạo tiếp xúc mặt bên chặt chẽ	Cái	2.100
91	Dung dịch vệ sinh đường ống hút nước bột của ghế nha hàng ngày, chai 2.5 lít	100g dung dịch chứa 4.4g dimethyl-dioctyl-ammoniumchloride, 0.6g benzyl-dimethyl-dodecyl-ammoniumchloride và các thành phần khác Chai 2,5 lít	Chai/ bình	105
92	Dung dịch làm mềm cone	Tinh chất 100% dầu Orange guttane Tác dụng làm mềm và rã cone	hộp	8
93	Eugenol	Tác dụng làm mềm và rã cone rất hiệu quả, kể cả trạng trường hợp điều trị nội nha lại	ml	3.480
94	Gel bôi chứa vecni fluor, ống 0.4 ml	Thành phần chính: vecni fluor, ống 0.4 ml	Que	11.580
95	Giấy trộn	Dùng trong trộn thuốc, cement glass ionomer trám gắn	xấp	860
96	Hydroxit Canxi dạng bột nhão	Vật liệu dùng để đặt thuốc tạm thời khi điều trị ống tủy nhiễm trùng - Dễ đưa vào ống tủy chính xác, nhanh chóng bằng đầu tiêm nhỏ 0.014" - Tác dụng kháng khuẩn nhờ độ pH = 12.5 - Thành phần: 30-50% Hydroxide Canxi - Ca(OH) <sub>2</sub> dạng bột nhão - Quy cách: Ống/Tuýp 1,2ml - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và FDA - Xuất xứ: G7	Ống	180
97	Kẽm 0.7	Kẽm dùng trong chỉnh nha, số 7	Cuộn	10
98	Kẽm buộc hàm loại tốt, 1m	Chất liệu: kẽm, đường kính 0,4mm, chiều dài 1m, từng cuộn	cuộn	3.400
99	Kim tê nha 30G, 10mm	Ít chấn thương mô, cấu trúc kim vát ba cạnh góc, ống canula sáng bóng và đệm silicon đạt chuẩn trong tiệt trùng, được làm từ thép không gỉ, giảm nguy cơ gãy. Kích cỡ: 30G, 10mm, 21mm. xuất xứ G7	Cây	9.070
100	Mũi khoan Gates các loại	Dùng nội nha được thiết kế để mở rộng và làm thẳng phần vành ống tủy Thiết kế an toàn, dễ sử dụng, số vạch trên cán phân biệt size dễ dàng. Đủ số, từ số 1-6	Cây	160
101	Mũi khoan nội nha có cổ dài	Cho phép khoan sâu dọc theo chốt hoặc dụng cụ bị gãy, hỗ trợ sửa soạn ống tủy canxi hóa Sử dụng kết hợp với tay khuỷu (low speed), chiều dài mũi: 28mm, (chiều dài đầu mũi 8mm) Tiêu chuẩn: ISO và CE/ FDA	Cây	36
102	Mũi khoan tốc độ chậm, khuỷu, số 1/2-6	Mũi khoan phẫu thuật tròn Dùng với tay khoan tốc độ chậm Chất liệu Tungsten Carbide Chiều dài làm việc: 22,5mm Size: 006, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 021, 023 (hoặc tương đương 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), xuất xứ G7, châu Âu	cây	540
103	Mũi khoan tốc độ chậm, thẳng, số 700	Mũi khoan cán dài, trụ thuận lưỡi chéo đầu bằng số 700, chiều dài 44,5mm (phần trụ thuận răng cưa 4,5mm, có hình nón cụt), đoạn cán mũi khoan tiếp giáp với phần đầu răng cưa phải có khắc chặn, xuất xứ G7,	cây	400
104	Mũi khoan tốc độ chậm, thẳng, số 702	Mũi khoan thép cán dài, dùng cho tay khoan thẳng tốc độ chậm, hình trụ thuận lưỡi chéo đầu bằng số 702, chiều dài 44,5mm (phần răng cưa 4,5mm có hình nón cụt), đoạn cán mũi khoan tiếp giáp với phần đầu răng cưa phải có khắc chặn, xuất xứ G7, châu Âu	Cây	56.880
105	Mũi khoan tốc độ chậm, thẳng, số 703	Mũi khoan cán dài, trụ thuận lưỡi chéo đầu bằng số 703, chiều dài 44,5mm (phần trụ thuận răng cưa 4,5mm có hình nón cụt), đoạn cán mũi khoan tiếp giáp với phần đầu răng cưa phải có khắc chặn, xuất xứ G7,	Cây	200
106	Mũi khoan tungsten đầu tròn HP các loại	Mũi khoan cán dài đầu tròn HP 1-10, chiều dài 44,5mm	Cây	240

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	ĐVT	Số lượng
107	Mũi mở tủy Endo Access	Dùng với tay khoan tốc độ cao Chất liệu phần mũi: kim cương Chiều dài làm việc: 21mm Size: 1, 2, 4	Cây	30
108	Mũi mở tủy tránh thủng sàn Endo Z	Mũi khoan mở tủy Endo-Z Dùng với tay khoan tốc độ cao Chất liệu Tungsten Carbide Chiều dài làm việc: 21mm, 25mm Mũi khoan kim loại trụ, dài, thon đầu, hình trụ thuần có khía màu vàng dùng mở khoang buồng tủy Đầu tác dụng được thiết kế không có tác dụng cắt giúp ngăn ngừa thủng sàn/ống tủy Sử dụng hiệu quả để lấy sạch ngà trần buồng tủy và chỉnh sửa lại đường vào	cây	160
109	Màng ép duy trì	Tấm nhựa ép máng duy trì và khay chỉnh nha, hình vuông. Có độ trong suốt được bảo vệ với tấm phim 2 mặt. Kích thước 0,04"x125mm	Miếng	1.050
110	Mũi cắt nướu răng	Đầu tip cho máy laser, có thể uốn cong, tiếp cận tất cả các vùng trong miệng Đường kính 400µm, chiều dài 4mm Tương thích với máy laser diode Epic X sử dụng tại Bệnh viện	Cái	150
111	Nhựa tự cứng làm mào tạm	Được dùng để làm mào, cầu hoặc hàm giả tạm thời và khí cụ giữ khoảng. TEMPRON có thể được sử dụng trực tiếp trong miệng hoặc trên mẫu hàm	hộp	15
112	Nước nhựa tự cứng	Nước nhựa tự cứng được dùng kết hợp với bột nhựa tự cứng để làm răng tạm, đệm lòng cầu mào tạm, khay cá nhân, nền tạm..., chai 250ml	Chai	270
113	Nhựa tự cứng trong dùng cho chỉnh nha	Bột tự cứng dùng để pha với nước tự cứng, gồm có các màu như trắng, hồng nhạt, hồng đậm. Sản xuất tại các nước G7, châu Âu	gram	88.650
114	Nước dùng cho dây hàn chỉnh nha	Nước dùng cho dây hàn chỉnh nha	hộp	7
115	Ống hút phẫu thuật nhựa	- Được làm từ chất liệu nhựa cao cấp với bề mặt nhẵn không làm tổn thương mô miệng - Đầu ống hút kích thước tiêu chuẩn phù hợp với hút trong quá trình tiểu phẫu, cấy ghép - Gắn vừa các đầu hút phẫu thuật trên ghế máy	gói	380
116	Súng bắn cao su dùng trong nha khoa 1:1	Súng bắn cao su dùng trong nha khoa 1:1	Cái	3
117	Thạch cao trắng	Thạch cao trắng nha khoa dùng để đổ mẫu, bịch 2 kg	kg	1.640
118	Trâm thông ống tủy bị vô hiệu hóa (trương đương với C+ File)	Trâm dũa C+ Readysteel Chất liệu thép không gỉ Đầu trâm hình tháp, mặt cắt hình vuông Chiều dài làm việc: 21mm, 25mm Vòng chặn bằng silicone Size: 08, 10, 15, 20, 08-20 Đóng gói dạng vô trùng sẵn Vi 6 cây	Vi	10
119	Trâm nội nha độ thuận lớn dùng máy	Trâm dũa sửa soạn ống tủy Dùng sửa soạn ống tủy bằng máy Chất liệu niti (niken-titanium) Mặt cắt tam giác lỗi Chiều dài làm việc: 19mm, 21mm, 25mm, 31mm Độ thuận lớn và thay đổi dọc theo chiều dài làm việc của trâm Vòng chặn bằng silicone Size: XS, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 Sửa soạn theo phương pháp countdown Xuất xứ Châu Âu Hộp/ 6 cây	hộp	15