

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 1561 /RHMTW-KD

V/v mời chào giá dụng cụ, vật tư y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp. Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp hàng hóa phục vụ cho nhu cầu khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi bảng chào giá, chi tiết như sau:

1. Danh mục mời chào giá: đính kèm
 2. Thành phần hồ sơ: bảng báo giá; tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)
 3. Yêu cầu về giá chào: giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 60 ngày tính từ ngày báo giá.
 5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ ngày 18/10/2025
- Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:

+ Khoa Dược - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp. Hồ Chí Minh; 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: 028 38556732 (3202)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng QLCL (để đăng lên website BV);
- Lưu: VT, KD (BT).

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG KHOA DƯỢC

BỆNH VIỆN
RĂNG-HÀM-MẶT
TRUNG ƯƠNG
TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Thị Mỹ Hạnh



DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn số 1561 /RHMTW-KD ngày 15 tháng 10 năm 2025)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bơm tiêm nhựa 20ml 23G*1"	- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. - Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". - Khí và dung dịch không lọt qua gioăng ở đầu pít tông - Đóng gói tiệt trùng từng cái.	cái	20
2	Bơm tiêm nhựa 5ml, kim 23G*1	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". - Khí và dung dịch không lọt qua gioăng ở đầu pít tông - Đóng gói tiệt trùng từng cái.	Cái	45
4	Lưỡi dao mổ 15C	Lưỡi dao số 15C bằng thép carbon, không gỉ, sắc mảnh, đóng gói tiệt trùng từng cái	cái	2.400
5	Đầu sợi quang Laser	Đầu sợi quang ứng dụng trong phẫu thuật, nha chu Loại: cần kích hoạt trước khi sử dụng trên mô bệnh nhân, màu tím. Đường kính sợi quang: 200, 400 μm Nhiều size Hấp tiệt trùng: 121°C, 30 phút	cái	70
7	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0, dài 75cm, kim tròn dài 20mm 1/2 vòng tròn	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 4/0 dài 75cm, kim tròn đầu hình thoi dài 20mm 1/2 vòng tròn, bằng hợp kim thép chắc khỏe, chống cong gãy chứa niken, titanium, chromium, molybden 3-4% và sắt, có phủ silicone cải tiến, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. - Đường kính kim ≤ 0.45mm giảm chảy máu chân kim, giới hạn độ bền kéo hợp kim ≥ 2750 MPa chống cong gãy được chứng nhận bởi tổ chức độc lập. - Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và CE hoặc FDA. Xuất xứ G7, Bắc Mỹ	tép	588

VIỆN
 HẠM-MI
 NG TRUNG
 CHÍ MINH

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
8	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 7/0, dài 30cm, 2 kim tròn đầu hình thang dài 6,5mm 3/8 vòng tròn	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 7/0 dài 30cm, 2 kim đầu hình thang dài 6.5mm 3/8 vòng tròn, bằng hợp kim thép chống cong gãy chứa niken, titanium, chromium, molybden 3-4% và sắt, có phủ silicone cải tiến, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. - Đường kính kim $\leq 0.25\text{mm}$ giảm chảy máu chân kim, giới hạn độ bền kéo hợp kim $\geq 2750\text{ MPa}$ chống cong gãy được chứng nhận bởi tổ chức độc lập. - Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và CE hoặc FDA. Xuất xứ G7, Bắc Mỹ	Tép	24

